


# C3<sup>+</sup> Moniteur Holter - Cortrium

## L'ECG simplifié

La **Fibrillation Auriculaire (FA) non diagnostiquée**, l'arythmie cardiaque la plus courante dans la population, **multiplie par 5 le risque d'AVC**. Les accidents vasculaires cérébraux liés à la fibrillation auriculaire peuvent être évités grâce à une détection précoce et à un traitement<sup>1</sup> adapté.

Les technologies innovantes telles que le **C3<sup>+</sup>** peuvent simplifier et accélérer le diagnostic de la fibrillation auriculaire.



1. Kirchhof P et al.; Lignes directrices 2016 de l'ESC pour la prise en charge de la fibrillation auriculaire élaborées en collaboration avec l'EACTS. Eur Heart J 2016 ; 37(38) : 2893-2962

## Spécifications du **Cortrium C3<sup>+</sup>**



ECG à 3 dérivations, 256 Hz



Léger et confortable



Enregistrement ambulatoire de l'ECG pendant 7 jours



Visualisation de l'ECG en temps réel par Bluetooth



7 jours d'autonomie de la batterie Rechargeable par micro USB



Rapport disponible sur le cloud



Électrodes standard



Support électrodes flexible

# Les avantages du Moniteur Holter C3<sup>+</sup>

Sans fil et léger avec des électrodes non captives	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réduction des bruits pendant l'enregistrement</li><li>• Pas de rupture de câble, ce qui permet de réduire les coûts</li><li>• Discret et confortable à porter</li></ul>
Électrodes ECG standard	<ul style="list-style-type: none"><li>• Economique</li><li>• Pas de patches spéciaux requis</li></ul>
Nettoyage et accrochage rapides	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisation facile et confortable</li></ul>
Grand confort pour le patient	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analyse et résultats plus précis</li></ul>
Assistance clientèle directe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Support quotidienne et utilisation optimisée</li></ul>



## Les médecins disent

- ” Le C3<sup>+</sup> permet une observation plus rapide et plus efficace du patient.
- ” Après l'enregistrement, il ne me faut que quelques clics entre le téléchargement vers le cloud Cortrium et le téléchargement du rapport. C'est très rapide et d'une simplicité impressionnante.
- ” Un enregistrement ECG de 7 jours à long terme peut être une autre manière de mieux détecter la fibrillation auriculaire chez les patients âgés.

## Les patients disent

- ” Le C3<sup>+</sup> est si petit et léger que je peux le porter de manière totalement discrète sous ma chemise.
- ” Grâce à la flexibilité des bras, je peux bouger librement dans mes activités quotidiennes.



## Qui est Cortrium?

**Cortrium ApS** est une entreprise **danoise de technologie médicale** créée, entre autres, par le Dr Erik S. Poulsen, MD, MSc (BME) à Copenhague en 2014. Son expérience dans le service de cardiologie lui a donné l'idée de rendre les ECG de longue durée plus faciles à utiliser.

En tant que solution moderne tout-en-un pour les **systèmes de monitoring ECG ambulatoire de longue durée**, Cortrium a développé la Solution ECG intégrée Cortrium. Fabriqué au Danemark.

**SCALEO**  
M E D I C A L



**Contact** pour la France, la Belgique et le Luxembourg



**+33 (0)4 67 72 94 86**

**info.fr@scaleomedical.com**

**<https://www.scaleomedical.com>**